

Domus 2+

Superfície Especial de Manejo de Pressão



Wellell




Domus 2+

Superfície Especial de Manejo de Pressão


O Domus 2+ é a SEMP da Wellell recomendada tanto para doentes com risco médio de desenvolvimento de úlceras por pressão (UPP), como para o tratamento de UPPs até grau II.

Prevenção UPPs




Risco médio

Tratamiento UPPs




Grau I




Grau II

O Domus 2+ dispõe de uma terapia de pressão alternada (as células individuais enchem e esvaziam-se, redistribuindo a pressão em ciclos de 9,6 minutos). É um sobrecolchão que necessita de um colchão adicional como base e conta com 18 células de 10,2 cm de altura, em conformidade com as recomendações mais recentes da EPUAP (Painel Europeu Consultivo para Úlceras por Pressão).



O compressor dispõe de um regulador em função do peso do paciente (de 40 a 140 kg). Incorpora um alarme visual de baixa pressão que aumenta a segurança do paciente.



Células independentes ventiladas na zona do sacro: regulam o calor e a humidade. Reduzem a maceração da pele.




Alarme visual: alerta para baixa pressão, aumentando a segurança do paciente..



Modo transporte: Conector Wellell que impede a saída de ar durante os transportes.



Silencioso: Apenas 33 dBA de nível sonoro.



Capa em Nylon PU: Permeável ao vapor, resistente à água. Biocompatível e resistente ao fogo.



Filtro e fusíveis exteriores: prolongam a vida útil do equipamento.

Eficácia terapêutica:



Alívio de Pressão: Médio. Graças às suas 18 células alternantes com 10,2 cm de altura.



Gestão do Microclima: Média. A sua capa em Nylon PU é resistente à água e permeável ao vapor. As células estão ventiladas na zona do sacro para reduzir a maceração da pele.



Redução da Fricção: Básica. Inclui uma capa em Nylon PU que superou testes de irritação e sensibilidade cutânea.



Segurança do paciente: Básica. Incorpora alarme visível de baixa pressão.



Peso máximo suportado: 140 kg.

Descrição do Produto	Referência
Domus 2+	0101019W
Descrição dos acessórios	
Tampa para tubo	0104033B4
Tampa para célula	0104034B4

Dimensões da caixa (comp. x largura x altura) e peso	51,5 x 21,5 x 34,5 cm
Peso total da caixa	8,3 kg

Especificações do colchão	
Dimensões (C x L x (largo x ancho x alto))	200 x 80 x 10,2 cm
Peso	4 kg
Células	18 células independentes em Nylon PVC de 10,2
Zona estática na cabeça	3 Células
Celdas ventiladas	8 Células
Base	Nylon PVC
Abas de ajuste ao somier	SÍM
Certificados	Retardante de fogo EN 597-1 e EN 597-2
Garantía	2 anos

Especificaciones del compresor	
Dimensões (C x L x A) e peso	25 x 13,5 x 9,5 cm
Peso	2 kg
Voltajgm	AC 220-240V, 50 Hz
Saída máxima de ar	4 litros/minuto
Ajuste de intervalo de pressão	Sí, según peso paciente (40-140 kg)
Duração do ciclo alternado	9,6 minutos
Terapias	Alternante
Alarme	Alarme visual de baixa pressão
Nivel sonoro	33 dBA
Botão de ligar e desligar.	SÍM
Modo transporte	SÍM
Suportes.	SÍM
Carcaça	ABS retardante ao fogo
Certificados	Contra choque elétrico Classe II Tipo BF e normas de segurança elétrica IP21
Garantia	2 anos

Especificações da capa	
Material	Nylon PU
Fecho	Com colchetes
Resistente à água	SÍM
Permeável ao vapor	SÍM
Controlo de infeções	Anti mofo e fungos
Bio-compatibilidad	Sim. Teste superado de citotoxicidade, irritação e sensibilidade cutânea.
Protocolo de limpeza	60    
Certificações	REACH&RoHS

Mobilidade Ativa
info@mobilidadeativa.pt
Telf. 962 640 638

Wellell Iberia S.L.
info@wellell.com



Wellell



Wellell Iberia S.L. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos.